

# Invacare Leo®

Sienta la Libertad



Compacto , seguro y con una sensación excepcional de conducción

Ofrece independencia en los momentos que verdaderamente importan



Yes, you can.

# Sienta la diferencia

Nuestros scooters han sido diseñados por expertos de la salud para garantizar unos niveles inigualables de calidad, seguridad y confort.

Gracias a la investigación exclusiva y la amplia experiencia en el diseño de productos para la movilidad, en Invacare nos enorgullecemos especialmente de los scooters porque mejoran significativamente la calidad de vida de los usuarios. Consideramos que recuperar la seguridad, la confianza y la

independencia es muy importante. Cada detalle de nuestros scooters se ha tenido en cuenta y se ha refinado para que el moverse sea más cómodo y sencillo, desde sistemas para transportarlos fácilmente, asientos acolchados y regulables.



## Calidad



Líder en el mercado en el montaje de calidad con especial atención en los detalles.

## Seguridad



Cumple con los últimos Estándares Europeos de Dispositivos Médicos.

## Confort



Diseño que se ajusta y adapta para ofrecer mayor confort

# Sienta el control con el **Invacare Leo**®

El Invacare Leo® es un scooter compacto que ofrece una conducción suave y segura. Muy fácil de desmontar y transportar para poder llevarlo a cualquier lugar y aprovechar al máximo cada momento.

El scooter Leo® viene equipado con muchas opciones de seguridad. El sistema de luces inteligente, que incluye intermitentes que se apagan automáticamente y la luz de freno. También dispone de un indicador

de batería en el panel y mediante una alerta sonora (pitido) le avisará cuando sea necesario cargar la batería. Muy fácil de conducir el scooter Leo® le ofrece una conducción segura y confiada.

Velocidad  
máxima de  
**8km/h**

Autonomía de  
**38km**  
con una carga

Peso  
máximo  
usuario  
**136 kg**





## Fácil de transportar

- Se desmonta en cinco partes para su transporte
- Manillar ergonómico para mayor control
- Muy fácil de conducir



## Seguridad sobre todo

- Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria.
- Luz frontal, luz de freno e intermitentes
- Opciones adicionales disponibles



## Batería fácil de cargar

desde el scooter o con un cargador externo



## Protector antisalpicaduras

protege la parte electrónica del scooter del polvo y el agua





## Diseñado pensado en el confort

- Asiento acolchado de alta calidad
- Asiento ajustable en altura
- Los reposabrazos abatibles y el asiento giratorio facilitan subir y bajar del scooter.



## Manillar ajustable para mayor confort



Asiento giratorio para transferencias más fáciles



Fácil de transportar en el coche



Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria



## Personalice su scooter

Adapte el Invacare Leo® a sus gustos y necesidades. Explore las opciones disponibles.

## Personalice su scooter

Tenemos una amplia gama de opciones disponibles para que pueda personalizar su scooter Invacare Leo®. Pregunte a su distribuidor y descubra todas las opciones.



Retrovisor grande



Soporte para muletas/  
bastones



Cinturón de  
asiento



Maletero delantero  
con cierre



Parabrisas

## Datos técnicos

Para más información sobre el producto, incluido manuales de usuario, por favor visite nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



Ancho de  
respaldo ▼

470 mm



Profundidad de  
asiento ▼

410 mm



Altura asiento -  
suelo ▼

460 - 560 mm



Altura de respaldo ▼

475 mm



Ancho total ▼

590 mm



Largo total ▼

1220 mm



Peso ▼

59 kg (Sin baterías)  
83 kg (Con baterías)



Peso máximo de  
usuario ▼

136 kg



Capacidad de  
las baterías ▼

2 x 36 Ah



Radio de giro ▼

2620 mm



Capacidad para superar  
obstáculos ▼

60 mm



Pendiente  
máxima ▼

10°



Potencia motor ▼

240 W



Distancia máxima  
de conducción ▼

38 km



Velocidad máxima ▼

8 km/h

## Colores\*



Plata



Azul  
onyx



Rojo

## Tapicería



Negro

\* Los colores de los scooters pueden variar ligeramente.  
Por favor, verifique con su distribuidor

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



Yes, you can.®